


## Guide til parring af høreapparater med iPhone (ikke Phonak-apparater)


1. Gå ind i **Indstillinger** via din telefons startskærm.



2. Kontroller at **Bluetooth** er slået til.



3. Rul lidt ned i Indstillinger, og vælg **Tilgængelighed**.



4. Rul lidt ned i Tilgængelighed, og vælg **Høreapparater**



5. Åbn og luk batteriskuffen på høreapparaterne, og læg dem tæt på telefonen\*



\*=Genopladelige høreapparater skal slukkes og tændes ved tryk på knap.

6. Tryk på høreapparaterne, når de er registreret. Bekræft parringen i pop op-vinduet.




Herefter kan du downloade app'en til dit høreapparat. Når app'en er installeret og åbnet, følg da vejledningen.


## Hjælp til når parringen ml. høreapparater (ikke Phonak) og iPhone **driller**

1. Sørg for telefonen er opdateret med seneste software:

Gå ind i **Indstillinger**.



2. Rul ned, og vælg **Generelt**.




3. Vælg **Softwareopdatering**, og sikr dig, at operativsystemet, iOS, er ajour.



4. Find høreapparaterne under Indstillinger > Tilgængelighed > Høreapparater. Tryk på **Høreapparaterne**



5. Tryk på **Glem denne enhed**



6. **Genstart** din telefon.

7. Skift **batterier** på dine høreapparater

8. Par nu igen høreapparaterne med din iPhone ifølge **vejledningen**.

Driller app'en, så slet den og installer den igen.

## Guide til parring af Phonak-høreapparater med iPhone

1. Gå ind i **Indstillinger** via din telefons startskærm.



2. Gå ind i **Bluetooth**.



3. Sørg for, at Bluetooth er sat til.




4. Åbn og luk batteriskuffen på høreapparaterne, og læg dem tæt på telefonen\*



\*=Genopladelige høreapparater skal slukkes og tændes ved tryk på knap.

5. Efter lidt tid vil telefonen finde det ene høreapparat. Tryk på det for at tilslutte.




6. Det ene høreapparat er nu tilsluttet. Det andet tilsluttes automatisk.




Herefter kan du downloade myPhonak-app i App Store. Når app'en er installeret og åbnet, følg da vejledningen.

## Hjælp til når parringen ml. Phonak-høreapparater og iPhone **driller**

1. Sørg for telefonen er opdateret med seneste software:  
Gå ind i **Indstillinger**.




2. Rul ned, og vælg **Generelt**.




3. Vælg **Softwareopdatering**, og sikr dig, at operativsystemet, iOS, er ajour.



4. Find høreapparaterne under Indstillinger > Bluetooth  
Tryk på **Høreapparaterne**



5. Tryk på **Glem denne enhed**



6. **Genstart** din telefon.

7. Skift **batterier** på dine høreapparater

8. Par nu igen høreapparaterne med din iPhone ifølge **vejledningen**.

Driller app'en, så slet den og installer den igen.